




SECURITY ROLL BELT

	SINGLE PATIENT USE
	NON-STERILE
	NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
RX ONLY	FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.

IMPORTANT INFORMATION

 Please read all instructions, warnings, and cautions before use. Correct application is essential for proper functioning of the product.

Use only on the person it was provided to by a healthcare professional and only for the use it was intended.

INTENDED USE

The DeRoyal® Security Roll Belt is intended to be prescribed by a properly licensed practitioner to help prevent falls or getting up without assistance.

CONTRAINDICATIONS

- Do not use on a patient who is or may become highly agressive or agitated.
- Never use on a patient whose I.V. or wound site could be compromised by the device.



WARNINGS

- Improper application or use of device may result in serious injury or death.
- Always secure straps to a portion of the bed that moves with the patient. Do not secure straps to side rails.
- Always keep straps out of patient's reach.
- Inspect the fit of the product on the patient to ensure fit is proper. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Check regularly to ensure breaking and circulation are not compromised.


CAUTIONS

- A physician or properly licensed practitioner (a "prescriber") who is familiar with the use and purpose of this product must fit it to the user. The prescriber has a duty to provide wearing instructions and risks related to the use of this product to other healthcare practitioners treating the users and the users themselves, including duration of use. The instructions provided in this sheet do not supersede hospital protocol or direct orders of the prescriber.
- Inspect product for damaged or missing components before use.
- Discontinue use and consult your prescriber if the product or its components break or become damaged, or cleaning is no

CINTURE DE SECURITE POUR LIT

	PRODUIT RESERVE A L'UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT	1.
	NON STERILE	
	NON FABRIQUE EN LATEX NATUREL	
SUR ORDONNANCE UNIQUEMENT	LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR OU SUR PRESCRIPTION D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGRÉÉ.	

INFORMATION IMPORTANTE

 Avant l'utilisation, lire l'ensemble des instructions, avertissements et précautions. Une application correcte est essentielle pour assurer la parfaite efficacité du produit. Utiliser uniquement sur la personne à laquelle le dispositif a été prescrit par un professionnel de santé et uniquement pour l'usage prévu.

USAGE PRÉVU

La ceinture de sécurité pour lit DeRoyal® est conçue pour être prescrite par un praticien agréé pour éviter au patient de tomber ou de se redresser sans assistance.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur un patient qui est ou qui pourrait devenir fortement agressif ou agité.
- Ne jamais utiliser sur un patient si le dispositif risque d'endommager un emplacement d'intraveineuse ou une blessure.

AVERTISSEMENTS

- Toute mauvaise application ou utilisation du dispositif risque de blesser gravement ou de tuer le patient.
- Toujours attacher les sangles à la partie du lit qui se déplace avec le patient. Ne pas attacher les sangles aux barrières latérales.
- Toujours tenir les sangles hors de portée du patient.
- Vérifier sur le patient que le produit est parfaitement ajusté. **NE PAS TROP SERRER.** Vérifier régulièrement que la circulation et la respiration du patient ne sont pas entravées.

PRÉCAUTIONS

- Un médecin ou un praticien agréé (un « prescripteur ») pour qui l'usage et la destination de ce produit sont familiers, doit l'ajuster à l'utilisateur. Le prescripteur doit fournir des instructions sur le port du produit, indiquer les risques liés à son utilisation et la durée d'utilisation aux autres praticiens de santé soignant l'utilisateur, ainsi qu'à l'utilisateur lui-même. Les présentes instructions ne remplacent pas le protocole hospitalier ou les instructions directes du

longer sufficient to sanitize product.

- Belt should be worn over patient's clothing. Consult prescriber immediately if patient experiences sensation changes, unusual reactions, swelling or increased pain while using this product. Discontinue use if pressure injuries develop.
- Take special care if the user is diabetic or has poor circulation. These users may have decreased skin sensitivity and are at greater risk for poor peripheral circulation and pressure injuries.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Measure the width of the patient's waist from hip bone to hip bone to determine the appropriate size.
- Position the patient in an upright position on the bed.
- Place the belt on the center of the bed at the patient's waist line with the soft flannel side up.
- Secure the shorter strap to a portion of the bed that moves with the patient using a quick-release tie (follow instructions for quick-release ties below).
- Bring the longer strap over and around the patient's waist.
- Continue bringing the longer strap behind the patient's back and thread the strap through the slot in the pad behind the patient's back.
- Once the belt is secured around the patient's waist, position the patient on his or her back.
- Secure the longer strap to a portion of the bed that moves with the patient using a quick-release tie (follow instructions for quick-release ties below).
- DO NOT OVERTIGHTEN.** Two fingers should fit between the device and the patient to ensure that circulation is not compromised.

QUICK RELEASE TIES

Wrap the strap(s) around the anchor once. Take the loose end of the strap(s) and create a loop. Cross the loop over the other strap(s) that is wrapped around the anchor and feed it through opening as if tying a shoelace. Hold that loop and create another loop with the loose strap(s) and feed it through the first loop. Pull the final loop and the strap(s) attached to the cuff in opposite directions to form a quick release tie.

SIZING

SIZE	PAD DIMENSIONS	SHORT STRAP LENGTH	LONG STRAP LENGTH
Small	15" L x 7" W (38 x 18 cm)	56" (140 cm)	84" (210 cm)
Medium	18" L x 7" W (46 x 18 cm)	56" (140 cm)	84" (210 cm)
Large	21" L x 7" W (53 x 18 cm)	69" (175 cm)	96" (240 cm)

prescripteur.

- Vérifier que le produit ne comporte pas d'éléments endommagés ou manquants avant de l'utiliser.
- Si le produit ou des éléments qui le constituent subissent des dommages ou se cassent ou si le nettoyage ne suffit plus à remettre en état le produit, ne plus le porter et contacter le prescripteur.
- La ceinture doit être portée par-dessus les vêtements du patient. Consulter immédiatement le prescripteur en cas de sensations modifiées, de réactions inhabituelles, de gonflement ou de douleur accrue chez le patient lors de l'utilisation de ce produit. Arrêter l'utilisation si des escarres apparaissent.
- Prêter une attention particulière aux utilisateurs diabétiques ou souffrant de problèmes circulatoires. Ces utilisateurs peuvent présenter une sensibilité réduite de la peau. De plus, le risque de problèmes de circulation périphérique et d'escarres est plus élevé dans leur cas.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Mesurer la largeur de la taille du patient, d'un os de la hanche à l'autre, pour déterminer la taille du produit appropriée.
- Placer le patient sur le lit, en position verticale.
- Placer la ceinture au centre du lit, au niveau de la taille du patient, la face en flanelle dirigée vers le haut.
- Attacher la sangle courte à une partie du lit qui se déplace avec le patient au moyen d'une attache rapide (suivre les instructions ci-dessous concernant les attaches rapides).
- Faire passer la sangle longue par-dessus et autour de la taille du patient.
- Passer ensuite la sangle longue derrière le dos du patient et l'insérer dans la fente du rembourrage dorsal.
- Une fois la ceinture fixée autour de la taille du patient, placer le patient sur le dos.
- Attacher la sangle longue à une partie du lit qui se déplace avec le patient au moyen d'une attache rapide (suivre les instructions ci-dessous concernant les attaches rapides).
- NE PAS TROP SERRER.** Afin de ne pas entraver la circulation, il doit être possible de glisser deux doigts entre le dispositif et le patient.

ATTACHES RAPIDES

Enrouler une fois la ou les sangles autour du point d'ancrage. Prendre l'extrémité libre de la ou des sangles et faire une boucle. Croiser la boucle sur la ou les autres sangles qui entourent le point d'ancrage et la faire passer à travers l'ouverture comme pour lacer des chaussures. Tenir cette boucle et en faire une autre avec la ou les sangles libres, puis la faire passer à travers la première boucle. Tirer la boucle finale et la ou les sangles fixées au brassard dans le sens opposé, afin de former une attache rapide.

CLEANING AND/OR MAINTENANCE

Hand wash with a mild detergent in lukewarm water. Air dry prior to wearing. Inspect the product after washing to ensure it is intact. If the product is damaged or cleaning is insufficient, do not use it and replace it with a new one.

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

	KEEP DRY
	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

WARRANTY

DeRoyal® products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

AJUSTEMENT

TAILLE	REMBOURRAGE	SANGLE COURTE	SANGLE LONGUE
S (petite)	38 x 18 cm	140 cm	210 cm
M (moyenne)	46 x 18 cm	140 cm	210 cm
L (grande)	53 x 18 cm	175 cm	240 cm

NETTOYAGE ET/OU MAINTENANCE

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux. Laisser sécher à l'air avant la mise en place. Vérifier que le produit n'est pas endommagé après lavage. Si le produit est abîmé ou le nettoyage insuffisant, ne pas l'utiliser et le remplacer par un produit neuf.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

	GARDER AU SEC
	TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays où réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de cent vingt (120) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.**

NETTOYAGE ET/OU MAINTENANCE

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux. Laisser sécher à l'air avant la mise en place. Vérifier que le produit n'est pas endommagé après lavage. Si le produit est abîmé ou le nettoyage insuffisant, ne pas l'utiliser et le remplacer par un produit neuf.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

	GARDER AU SEC
	TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays où réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de cent vingt (120) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.**

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

	GARDER AU SEC
	TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays où réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de cent vingt (120) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.**



Manufactured by DeRoyal Industries, Inc. 200 DeBusk Lane Powell, TN 37849 USA 865.938.7828 or (801) 865.938.7828 www.deroyal.com

EMERGO EUROPE Prinsesgracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands


Part #0-720G Revised 2/2021

©2021 DeRoyal Industries, Inc. All Rights Reserved. DeRoyal, the DeRoyal logo, and Improving Care. Improving Business, are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.

componentes se rompen o se dañan de alguna forma, o si la limpieza ya no es suficiente para higienizar el producto.

- El paciente debe llevar el cinturón sobre la ropa. Consulte de inmediato al prescriptor si el paciente experimenta una alteración de la sensibilidad, reacciones inusuales, hinchazón o un aumento del dolor mientras utiliza este producto. Interrumpa el uso si aparecen úlceras por presión.
- Los usuarios con diabetes o problemas de circulación requieren una atención especial por su tendencia a presentar sensibilidad cutánea reducida y por el mayor riesgo de mala circulación periférica y úlceras por presión.

CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA GIROS

	ÚSESE UNA POR PACIENTE
	NO ESTÉRIL.
	NO REALIZADA CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL
SOLO BAJO PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA	LA LEY FEDERAL DE EE. UU. EXIGE LA PRESENTACIÓN DE UNA PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO O PROFESIONAL SANITARIO AUTORIZADO PARA EL USO Y LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 Lea todas las instrucciones, advertencias y precauciones antes de usar este producto. Es esencial aplicarlo correctamente para que funcione de forma adecuada. Debe utilizarse únicamente en la persona para quien ha sido prescrito por un profesional sanitario, y solo para el uso previsto.

USO PREVISTO

El cinturón de seguridad para giros de DeRoyal® lo prescribe un profesional sanitario autorizado para ayudar a prevenir caídas o que el paciente se levante sin ayuda.

CONTRAINDICACIONES

- No se debe usar en pacientes que presentan o pueden presentar estados de gran agresividad o agitación.
- No lo utilice nunca en un paciente en caso de que pueda afectar a una herida o una canalización venosa.

ADVERTENCIAS

- La colocación o el uso incorrectos del producto pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte.
- Fije siempre las correas a una parte de la cama que se mueva con el paciente. No fije las correas a las barandillas laterales.
- Las correas siempre deben estar fuera del alcance del paciente.
- Inspeccione el producto después de aplicarlo para comprobar que se ajuste de forma adecuada al paciente. **NO LO APRIETE DEMASIADO.** Compruebe con regularidad que no se producen alteraciones en la respiración y la circulación.

PRECAUCIONES

- El producto debe ser aplicado al paciente por un médico o profesional sanitario autorizado («prescriptor») que esté familiarizado con el uso y la finalidad del mismo. Es responsabilidad del prescriptor brindar las instrucciones de aplicación de este producto; asimismo, debe informar a otros profesionales sanitarios que atienden al usuario (así como al propio usuario) sobre su tiempo de uso y los riesgos que conlleva. Las presentes instrucciones no reemplazan el protocolo hospitalario ni las órdenes directas del prescriptor.
- Antes de utilizar el producto, inspecciónelo por si faltan componentes o si están dañados.
- Interrumpa el uso y consulte al prescriptor si el producto o sus



PRECAUCIONES

- El producto debe ser aplicado al paciente por un médico o profesional sanitario autorizado («prescriptor») que esté familiarizado con el uso y la finalidad del mismo. Es responsabilidad del prescriptor brindar las instrucciones de aplicación de este producto; asimismo, debe informar a otros profesionales sanitarios que atienden al usuario (así como al propio usuario) sobre su tiempo de uso y los riesgos que conlleva. Las presentes instrucciones no reemplazan el protocolo hospitalario ni las órdenes directas del prescriptor.
- Antes de utilizar el producto, inspecciónelo por si faltan componentes o si están dañados.
- Interrumpa el uso y consulte al prescriptor si el producto o sus

PRECAUCIONES

- El producto debe ser aplicado al paciente por un médico o profesional sanitario autorizado («prescriptor») que esté familiarizado con el uso y la finalidad del mismo. Es responsabilidad del prescriptor brindar las instrucciones de aplicación de este producto; asimismo, debe informar a otros profesionales sanitarios que atienden al usuario (así como al propio usuario) sobre su tiempo de uso y los riesgos que conlleva. Las presentes instrucciones no reemplazan el protocolo hospitalario ni las órdenes directas del prescriptor.
- Antes de utilizar el producto, inspecciónelo por si faltan componentes o si están dañados.
- Interrumpa el uso y consulte al prescriptor si el producto o sus

SICHERHEITSROLLGURT

	ENPATIENTENGEBRAUCH
	UNSTERIL.
	ENTHÄLT KEINEN NATURKAUTSCHUK
NUR ZUR VERWENDUNG DURCH ARZTE- BZW. PFLEGEPERSONAL	NACH US-AMERIKANISCHEM RECHT DARF DIESES MEDIZINPRODUKT NUR VON EINEM ARZT BZW. EINER ZUGELASSENEN FACHKRAFT ODER AUF ÄRZTLICHE VERORDNUNG HIN ABGEGEBEN WERDEN.

WICHTIGE INFORMATIONEN

 Alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise vor Gebrauch aufmerksam lesen. Sachgerechte Anwendung ist von grundlegender Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Produkts. Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck und nur für die Person verwenden, der es von einer medizinischen Fachkraft bereitgestellt wurde.

VERWENDUNGSZWECK

Der Sicherheitsrollgurt von DeRoyal® muss von einem zugelassenen Arzt verschrieben werden; er verhindert Stürze und ermöglicht es dem Patienten, ohne Hilfe aufzustehen.

GEGENANZEIGEN

- Nicht bei Patienten anwenden, die sehr aggressiv oder unruhig sind oder werden könnten.
- Keinefalls verwenden, wenn ein IV-Zugang oder eine Wunde des Patienten durch die Vorrichtung beeinträchtigt werden könnten.

WARNHINWEISE

- Die nicht bestimmungsgemäße Anwendung der Vorrichtung kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.
- Die Riemen stets an einem Teil des Betts befestigen, der sich mit dem Patienten bewegt. Die Riemen nicht an den Seitengittern befestigen.
- Die Riemen dürfen für den Patienten nicht erreichbar sein.
- Inspizieren Sie die Passform des Produkts am Patienten, um sich der einwandfreien Anpassung zu vergewissern. **NICHT ZU ENG ANLEGEN.** Regelmäßig kontrollieren, dass Atmung und Durchblutung nicht beeinträchtigt wird.

VORSICHTSHINWEISE

- Das Produkt muss durch einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft mit entsprechender Zulassung („Verordner“), die mit seiner Verwendung und seinem Zweck vertraut ist, angepasst werden. Der Verordner hat die Pflicht, Anweisungen fürs Tragen zu erteilen und andere an der Pflege beteiligte medizinische Fachkräfte sowie den Patienten selbst über die



SECURITY ROLL BELT

CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA GIROS

CEINTURE DE SECURITE POUR LIT

SICHERHEITSROLLGURT

CINTURA DI SICUREZZA SALVAPAZIENTE

CINTA DE ROLAGEM DE SEGURANÇA

VEILIGHEIDSROLRIEM

SÄNGBÄLTE

EMNİYETLİ YUVARLANMA KEMERİ

ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Manufactured by DeRoyal Industries, Inc. 200 DeBusk Lane Powell, TN 37849 USA 865.938.7828 or (801) 865.938.7828 www.deroyal.com

EMERGO EUROPE Prinsesgracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands

Part #0-720G Revised 2/2021

©2021 DeRoyal Industries, Inc. All Rights Reserved. DeRoyal, the DeRoyal logo, and Improving Care. Improving Business, are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.

componentes se rompen o se dañan de alguna forma, o si la limpieza ya no es suficiente para higienizar el producto.

- El paciente debe llevar el cinturón sobre la ropa. Consulte de inmediato al prescriptor si el paciente experimenta una alteración de la sensibilidad, reacciones inusuales, hinchazón o un aumento del dolor mientras utiliza este producto. Interrumpa el uso si aparecen úlceras por presión.
- Los usuarios con diabetes o problemas de circulación requieren una atención especial por su tendencia a presentar sensibilidad cutánea reducida y por el mayor riesgo de mala circulación periférica y úlceras por presión.

INSTRUCCIONES DE USO

- Mida la anchura de la cintura del paciente (de un hueso de la cadera a otro) para determinar la talla adecuada.
- Ponga al paciente incorporado en la cama.
- Coloque el cinturón en el centro de la cama a la altura de la cintura del paciente, con el lado de franela mirando hacia arriba.
- Fije la correa más corta a una parte de la cama que se mueva con el paciente, utilizando un nudo de liberación rápida (siga las instrucciones sobre nudos de liberación rápida que aparecen más abajo).
- Pase la correa más larga por encima y alrededor de la cintura del paciente.
- Coloque la correa más larga por detrás de la espalda del paciente e introduzácala en la abertura de la parte acolchada detrás de la espalda del paciente.
- Una vez que el cinturón esté fijado alrededor de la cintura, tome al paciente sobre la espalda.
- Fije la correa más larga a una parte de la cama que se mueva con el paciente, utilizando un nudo de liberación rápida (siga las instrucciones sobre nudos de liberación rápida que aparecen más abajo).
- NO LO APRIETE DEMASIADO.** Entre el producto y el paciente deben caber dos dedos, de forma que no se impida la circulación.

NUDOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA

Envuelva la(s) correa(s) alrededor del punto de anclaje una vez. Forme un lazo con el extremo suelto de la(s) correa(s). Pase el lazo por encima de la(s) otra(s) correa(s) envuelta(s) alrededor del punto de anclaje y luego sáquelo por debajo, como si estuviera atando el cordón de un zapato. Sujetando el primer lazo, forme otro lazo con la(s) correa(s) suelta(s) e introduzcalo en el primer lazo. Tire en direcciones contrarias del lazo final y de la(s) correa(s) fijada(s) al punto de anclaje para formar un nudo de liberación rápida.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

	MANTÉNGASE SECO
	MANTÉNGASE ALEJADO DE LA LUZ SOLAR

Además de la autoridad competente en el país donde resida el paciente, cualquier incidente grave debe ser informado a DeRoyal Industries, Inc.

GARANTÍA

Los productos de DeRoyal tienen una garantía contra defectos de calidad y fabricación de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de envío de DeRoyal. **LAS GARANTÍAS ESCRITAS DE DEROYAL SUSTITUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.**

CINTURA DI SICUREZZA SALVAPAZIENTE

PER UTILIZZO SU UN UNICO PAZIENTE
<div></div>
NON STERILE
NON IN LATTICE DI GOMMA NATURALE
SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA
LE LEGGI FEDERALI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA LIMITANO LA VENDITA DEL PRESENTE DISPOSITIVO A MEDICI, A PERSONALE AUTORIZZATO O A OPERATORI SANITARI ABILITATI.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni prima dell'uso. La corretta applicazione del prodotto è fondamentale per garantirne il regolare funzionamento. Da utilizzare esclusivamente per la persona a cui è stato fornito dal professionista sanitario ed esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

USO PREVISTO

La Cintura di sicurezza salvapaziente DeRoyal® è concepita per essere prescritta da un operatore sanitario abilitato per prevenire cadute o sollevamenti non assistiti del paziente.

CONTROINDICAZIONI

- Non usare per pazienti che sono o potrebbero divenire soggetti a stati di forte aggressività o agitazione.
- Non utilizzare per pazienti la cui sede di terapia e.v. o di ferite potrebbe essere compromessa dal dispositivo.

AVVERTENZE

- L'applicazione o l'uso impropri del dispositivo possono causare lesioni e morte.
- Fissare sempre le fasce a un elemento del letto che si muova con il pzanziato. Non fissare le fasce alle sponde laterali.
- Tenere sempre le fasce fuori della portata del paziente.
- Verificare che il prodotto si adatti perfettamente al paziente. **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.** Controllare con regolarità per verificare che la respirazione e la circolazione sanguigna non vengano compromesse.

PRECAUZIONI

- Questo prodotto deve essere applicato all'utilizzatore da un medico o da un operatore sanitario abilitato ("prescrittore") che ne conosca l'utilizzo e la finalità. Il prescrittore ha il dovere di fornire istruzioni per indossare il prodotto e informazioni sui rischi correlati all'uso di questo prodotto ad altri operatori sanitari che hanno in cura gli utilizzatori e agli utilizzatori stessi, compresa la durata di utilizzo. Le istruzioni fornite in questo foglietto non sostituiscono il protocollo ospedaliero o le indicazioni dirette del prescrittore.
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti danni

VEILIGHEIDSROLIEM

UTSUIJTEND BEDOELD VOOR GEBRUIK BIJ EÉN PATIËNT
<div></div>
NIET-STERIEL
NIET VERVAARDIGD UT NATUURLATEX
GEBRUIK UTSUIJTEND OP VOORSCHRIFT VAN MEDISCH PERSONEEL
VOLGENS FEDERALE WETGEVING IN DE VS MAG DIT PRODUCT UTSUIJTEND WORDEN VERKOCHT OF GEBRUIKT DOOR OF OP AANWIJZINGE VAN EEN ARTS OF EEN GEDIPLOMEERDE GEZONDHEIDSWERKER.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees vóór gebruik alle aanwijzingen, waarschuwingen en aandachtspunten door. De correcte toepassing is essentieel voor een juiste werking van het product. Uitsluitend gebruiken voor de patiënt aan wie het product is voorgeschreven door een zorgverlener en alleen voor het doel waarvoor het is bestemd.

BEOOGD GEBRUIK

De DeRoyal® veiligheidsroliem is alleen verkrijgbaar op voorschrift van een daartoe bevoegde arts en is bedoeld om te voorkomen dat patiënten vallen en zonder begeleiding opstaan.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken bij uitermate geagiteerde of agressieve patiënten of patiënten die erg agressief kunnen worden of geagiteerd kunnen raken.
- Niet gebruiken bij patiënten waarbij het hulpmiddel een i.V. of wond zou kunnen beschadigen.

WAARSCHUWINGEN

- Het onjuist aanbrengen of onjuist gebruik van een hulpmiddel kan de patiënt ernstig verwonden en zelfs overlijden tot gevolg hebben.
- Fixatiebanden moeten altijd aan een deel van het bed worden bevestigd dat met de patiënt mee beweegt. Deze banden niet aan relingen bevestigen.
- Banden altijd buiten bereik van de patiënt houden.
- Controleer of het product goed aansluit op de patiënt. **NIET TE STRAK AANTREKKEN.** Controleer regelmatig of de luchtwegen en bloedcirculatie niet bekneld zijn geraakt.

AANDACHTSPUNTEN

- Een arts of bevoegde beroepsbeoefenaar (een "voorschrijver") die bekend is met het gebruik en het doel van dit product moet dit bij de gebruiker aanmeten. De voorschrijver is verplicht aan andere zorgverleners die de gebruiker behandelen en aan de gebruiker zelf instructies voor het dragen te geven en de risico's aan te geven die verbonden zijn aan het gebruik van dit product, evenals de duur van het gebruik. De instructies op dit blad zijn niet bedoeld ter vervanging van het ziekenhuisprotocol of directe instructies van de voorschrijver.
- Inspecteer vóór gebruik of geen van de onderdelen van het

EMNİYETLİ YUVARLANMA KEMERİ

TEK HASTADA KULLANIM İÇİN
<div></div>
STERİL DEĞİL
DOĞAL KAUKÇUK LATEKS İÇERMEZ
REÇETEYE TABİDİR
A.B.D. FEDERAL KANUNLARINA GÖRE BU CİHAZ SADECE BİR DOKTOR (VEYA UYGUN ÇEVREDE LISANSLI UYGULAYICI) TARAFINDAN VEYA EMNİYETLİ SATILABİLİR.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Lütfen kullanmadan önce tüm talimat, uyarılar ve ikazları dikkatlice okuyun. Ürünün uygun şekilde çalışması için doğru uygulamaya şartır. Yalnızca yetkilileri kişi tarafından bir sağlık bakım uzmanı tarafından uygulanmalı ve yalnızca belirlenmiş kullanım amacı için kullanılmalıdır.

KULLANIM AMACI

DeRoyal® Emniyetli Yuvarlanma Kemer'i, topkuta dekubitus ülsürlerini, ayak düşmesinin ve ayak döşmesinin önlenmesine yardımcı olmak amacıyla uygun lisansa sahip bir uygulayıcı tarafından reçete edilmek üzere üretilmiştir.

KONTREND KASYONLAR

- Fazlası agresif veya ajite olan veya bu duruma gelebilecek bir hastada kullanılmıy.
- Chizazn bir IV veya yara bölgesini baskılayabileceği bir hastada asla kullanılmayn.

UYARILAR

- Chizazn hatalı uygulanması veya kullanımı ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.
- Bantları daima yatağın hasta ile birlikte hareket eden bir parçasına bağlayın. Bantları yan korkuluklara bağlamayın.
- Bantların hastanın erimeyeceği yerde tutun.
- Tam oturduğundan emin olmak için ürününin hastaya uygun olup olmadığını denetleyin. **AGIRI SIKMAYIN.** Ürünün nefes almayı ve kan dolaşımını engellediğini düzenli olarak kontrol edin.

İKAZLAR

- Bu ürünün kullanımı ve amacına aşına bir hekim veya uygun lisansa sahip bir pratisyen (bir "reçete yazan") tarafından kullanılcıya uygulanmalıdır. Reçete yazan kişi, kullanm süresi de dahil olmak üzere, bu ürünün kullanım ile ilgili kullanılm talimatlarını ve riskleri kullanıcılara eşiten diğer sağlık görevlilerine ve kullanıcları kendilerine vermekle görevlidir. Bu sayfada verilen talimatlar reçete yazan hekimin doğrudan talimatlarını veya hastane protokolünün yerini almaz.
- Kullanmadan önce ürünü hasarlı veya eksik parça olmadıgından emin olmak üzere inceleyin.
- Ürünün parçaları kopması veya ürün hasar görmüşse veya temzlik ürünün sterilizasyonu için artık yeterli değilse kullanılmayn ve reçete yazan hekime danışın.
- Kemer hastanın kıyafetleri üzerine takılmaldır. Hasta, bu ürünü kullanırken his değişiklikleri, olağandışı reaksiyonlar, şişme veya

né componenti mancanti.

- Sospendere l'uso e consultare il prescrittore qualora il prodotto o i suoi componenti si rompano o subiscano danni, o qualora la pulizia non sia più sufficiente a garantire l'igiene del prodotto.
- La cintura deve essere indossata sopra agli indumenti del paziente. Rivolgersi immediatamente al prescrittore se il paziente riscontra cambiamenti della sensibilità, reazioni insolite, tumefazioni o aumento del dolore durante l'impiego di questo prodotto. Sospendere l'uso qualora insorgano lesioni da pressione.
- Si raccomanda una particolare attenzione se l'utilizzatore è affetto da diabete o disturbi circolatori. Questi utilizzatori potrebbero avere una ridotta sensibilità cutanea e sono quindi esposti a maggiori rischi di cattiva circolazione periferica e lesioni da pressione.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Misurare l'ampiezza della cintura del paziente da anca ad anca per determinare la dimensione appropriata.
- Posizionare il paziente in posizione eretta sul letto.
- Posizionare la cintura al centro del letto all'altezza della cintura del paziente con il lato morbido in flanella verso l'alto.
- Fissare la fascia più corta a un elemento del letto che si muova con il paziente utilizzando un laccio di fissaggio a sgancio rapido (seguire le relative istruzioni di seguito).
- Portare la fascia più lunga sopra e attorno alla cintura del paziente.
- Continuare ad avvolgere la fascia più lunga dietro la schiena del paziente e farla passare attraverso la fessura nell'imbotitura dietro la schiena.
- Una volta fissata la cintura attorno alla cintura del paziente, posizionare il paziente sulla schiena.
- Fissare la fascia più lunga a un elemento del letto che si muova con il paziente utilizzando un laccio di fissaggio a sgancio rapido (seguire le relative istruzioni di seguito).
- NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.** Per garantire che la circolazione sanguigna non venga compromessa deve essere possibile inserire due dita tra il paziente e il dispositivo.

LACCI DI FISSAGGIO A SGANCIO RAPIDO

Avvolgere una volta la/e fascia/fasce attorno all'ancoraggio. Afferrare l'estremità femmina della/e fascia/fasce e creare un occhioello. Incrociare l'occhioello sull'altra fascia avvolta attorno all'ancoraggio e farlo passare attraverso l'apertura come per allacciare i lacci delle scarpe. Tenere l'occhioello e creare un altro occhioello con l'estremità femmina della fascia e farlo passare attraverso il primo occhioello. Tirare l'occhioello finale e la fascia collegata al bracciale in direzioni opposte per formare un laccio di fissaggio a sgancio rapido.

- product beschadigd is of ontbreekt.
- Stop met het gebruik en raadpleeg uw voorschrijver als het product of onderdelen ervan stuk gaan of beschadigd raken, of wanneer het product niet meer kan worden ontsmet door te reinigen.

- De riem moet over de kleding van de patiënt worden geplaatst. Raadpleeg de voorschrijver onmiddellijk als de patiënt een veranderd gevoel, ongewone reacties, zwelling of verhoogde pijn ervaart tijdens het gebruik van dit product. Stop met het gebruik als er drukverwondingen ontstaan.

- Als de gebruiker diabetesch patiënt is of een slechte bloedcirculatie heeft, dient extra zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Bij deze gebruikers kan de huid minder gevoelig zijn waardoor ze kans hebben op een slechte perifere doorbloeding en drukverwondingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Meet de heupomvang van de patiënt om de juiste maat vast te stellen.
- Plaats de patiënt rechtop op het bed.
- Plaats de riem in het midden van het bed op buikhoogte van de patiënt met de zachte flanelen kant naar boven.
- Maak de korte band met een snel los te maken strik vast aan een deel van het bed dat met de patiënt mee beweegt (volg onderstaande instructies voor het maken van een snel los te maken strik).
- Doe de lange band over en rondom het middel van de patiënt.
- Haal vervolgens de lange band achter de rug van de patiënt langs en haal de band door de opening in het rugstuk, op de rug van de patiënt..
- Plaats de patiënt op de rug zodra de riem veilig is bevestigd om het middel van de patiënt.
- Maak de lange band met een snel los te maken strik vast aan een deel van het bed dat met de patiënt mee beweegt (volg onderstaande instructies voor het maken van een snel los te maken strik).
- NIET TE STRAK AANTREKKEN.** Er moet ruimte zijn voor twee vingers tussen het hulpmiddel en de patiënt om te voorkomen dat de bloedcirculatie van de patiënt bekneld raakt.

SNEL LOS TE MAKEN STRIKKEN

Wikkel de band(en) één keer om de verankering. Maak een lus met het uiteinde van de band(en). Haal de lus over de andere band(en) die om de verankering is/zijn gewikkeld en voer deze door de opening alsof u een veter strikt. Houd de lus vast en maak een andere lus met de losse band(en) en haal deze door de eerste lus. Trek in tegengestelde richting aan de laatste lus en aan de band(en) die aan de beschermer is bevestigd om een strik te maken die eenvoudig kan worden losgemaakt.

- agrı artışı yaşarsa, hemen reçete yazan kişiye danışın. Basınca bağı yaralanmalar gelişirse ürünü kullanmayı bırakın.
- Kullanıcı diyabetikse veya kan dolaşımını kan dolaşımı zayıfısa özellikle dikkat edin. Bu kullanıcılara cilt hassasiyetinde azalma olabilir ve zayıf periferik dolaşım ve basınca bağı yaralama riskleri daha yüksek olabilir.

KULLANMA TALIMATLARI

- Uygun ölçüleri belirlemek için, kalça kemiginden kalça kemineğin hastanın bel genişliğini ölçün.
- Hastayı yatağa dü oturun vaziyette yerleştirin.
- Kemer'i, yumuşak bez tarafı yukarı bakacak şekilde hastanın bel çizgisinde yatağın merkezine yerleştirin.
- Daha kısa bantı, bir hızlı bağlanan bağcık kullanarak yatağın hastayla birlikte hareket eden bir parçasına bağlayın (aşğıdaki hızlı bağlanan bağcıklar için talimatları uygulayın).
- Daha uzun bantı hastanın beli üzerine ve etrafına sarın.
- Daha uzun bantı hastanın sırtının arkasındaki pedale bulunan yuvadan geçirin.
- Kemer hastanın beli etrafında sabitlendiğinde, hastayı sırtı üzerine yatın.
- Daha uzun bantı, bir hızlı bağlanan bağcık kullanarak yatağın hastayla birlikte hareket eden bir parçasına bağlayın (aşğıdaki hızlı bağlanan bağcıklar için talimatları uygulayın).
- FAZLA SIKMAYIN.** Kan dolaşımının olumsuz etkilenmemesi için, cihaz ve hasta arasında ilk parmak mesafe olmalıdır.

HIZLI ÇÖZÜLEN BAĞCIKLAR

Band(ları) ankrajın etrafına kez bez sarın. Band(ların) gevşek tutunu alın ve bir ilmek yaratın. İlmeği ankrj etrafına sarınız diğer bant(lar) üzerinden caprazlayın ve bunu ayakbağı bağlar'ğı açkılıktan geçirin. İlmeği tutun ve gevşek bant(lar) ile bir başka ilmek yaratarak bunu ilk ilmekten geçirin. Son ilmeği ve mansona bağı bant(ları) zıt yönde çekerek bir hızlı bağlanan bağcık oluşturun.

BEDEN BELİRLEME	PEĐ	KISA BANT	UZUN BANT
BEDEN	BOYUTLAR	UZUNLUK	UZUNLUK
Küçük	38 x 18 cm	140 cm	210 cm
Orta	46 x 18 cm	140 cm	210 cm
Büyük	53 x 18 cm	175 cm	240 cm

TEMİZLİK VE/VEYA BAKIM

İlk suda nötr bir deterjanla elde yıkayın. Takmadan önce hava ile kurutun. Yıkadiktan sonra hasar görmediğinden emin olmak için ürünü inceleyin. Ürün hasar görmüşse veya yeterince temiz değilse, kullanılmayn ve yenisiyle değiştirin.

SAKLAMA VE NAKLİYE KOŞULLARI

	KURU TUTUNUZ
	GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYINIZ

MISURE MISURA	IMBOTTITURA	FASCIA CORTA	FASCIA LUNGA
DIMENSIONI	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA
Small	38 x 18 cm	140 cm	210 cm
Medium	46 x 18 cm	140 cm	210 cm
Large	53 x 18 cm	175 cm	240 cm

PULIZIA E/O MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con un detergente delicato. Asciugare all'aria prima dell'uso. Dopo il lavaggio controllare il prodotto per verificarne l'integrità. In presenza di danni al prodotto o in caso di pulizia insufficiente, non utilizzarlo e sostituirlo con un nuovo.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

	TENERE ASCIUTTO
	TENERE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE

Oltre che all'autorità competente del paese di residenza del paziente, gli incidenti gravi devono essere segnalati anche a DeRoyal Industries, Inc.

GARANZIA

I prodotti DeRoyal sono garantiti per centoventi (120) giorni dalla data di spedizione dallo stabilimento DeRoyal per quanto riguarda qualità e lavorazione del prodotto. **LE GARANZIE SCRITTE DI DEROYAL SOSTITUISCONO QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, IVI COMPRESSE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O CIONONTA PER UN USO SPECIFICO.**

- product beschadigd is of ontbreekt.
- Stop met het gebruik en raadpleeg uw voorschrijver als het product of onderdelen ervan stuk gaan of beschadigd raken, of wanneer het product niet meer kan worden ontsmet door te reinigen.

- De riem moet over de kleding van de patiënt worden geplaatst. Raadpleeg de voorschrijver onmiddellijk als de patiënt een veranderd gevoel, ongewone reacties, zwelling of verhoogde pijn ervaart tijdens het gebruik van dit product. Stop met het gebruik als er drukverwondingen ontstaan.

- Als de gebruiker diabetesch patiënt is of een slechte bloedcirculatie heeft, dient extra zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Bij deze gebruikers kan de huid minder gevoelig zijn waardoor ze kans hebben op een slechte perifere doorbloeding en drukverwondingen.

- product beschadigd is of ontbreekt.
- Stop met het gebruik en raadpleeg uw voorschrijver als het product of onderdelen ervan stuk gaan of beschadigd raken, of wanneer het product niet meer kan worden ontsmet door te reinigen.

MAAT NEMEN	KUSSEN	KORTE BAND	LANGE BAND
MAAT	AFMETINGEN	LENGTE	LENGTE
Small	38 x 18 cm	140 cm	210 cm
Medium	46 x 18 cm	140 cm	210 cm
Large	53 x 18 cm	175 cm	240 cm

REINIGING EN/OF ONDERHOUD

Met de hand wassen in lauw water met een mild reinigingsmiddel. Alvorens te dragen aan de lucht laten drogen. Controleer na het wassen of het product nog intact is. Als het product is beschadigd of onvoldoende kan worden gereinigd, dient u het product niet opnieuw te gebruiken maar te vervangen door een nieuw product.

OMSTANDIGHEDEN VOOR OPSLAG EN TRANSPORT

	DROOG BEWAREN
	HOUD DIT PRODUCT VERVUIDERD VAN DIRECT ZONLICHT

Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan de bevoegde instantie in het land waarin de patiënt woonachtig is en aan DeRoyal Industries, Inc.

GARANTIE

Voor DeRoyal producten geldt een garantperiode, voor wat betreft de productkwaliteit en het vakmanschap, van honderdentwintig (120) dagen vanaf de verzenddatum. **DE SCHRIFTELIJKE GARANTIES VAN DEROYAL WORDEN GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJF VAN GARANTIES INZAKE DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.**

PORTUGUÊS

CINTA DE ROLAGEM DE SEGURANÇA

USO EM UM ÚNICO PACIENTE
<div></div>
NÃO ESTÉRIL
NÃO É FABRICADO COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL
SOMENTE PARA RX
A LEGISLAÇÃO FEDERAL DOS EUA RESTRINGE A VENDA OU UTILIZAÇÃO DESTES DISPOSITIVO PARA OU MEDIANTE A PRESCRIÇÃO DE UM MÉDICO OU PROFISSIONAL DE SAÚDE AUTORIZADO.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Leia todas as instruções, avisos e precauções antes de usar. A aplicação correta é essencial para o funcionamento adequado do produto. Usar somente na pessoa para a qual um profissional de saúde tenha fornecido o produto por um e somente para o uso pretendido.

FINALIDADE DE USO

A cinta de rolagem de segurança DeRoyal® deve ser prescrita por um profissional de saúde autorizado para ajudar a evitar quedas ou levantar-se sem ajuda.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não use em um paciente que esteja ou possa ficar altamente agressivo ou agitado.
- Nunca use em pacientes nos quais o dispositivo possa comprometer o local de punção venosa ou de ferida.

AVISOS

- A colocação ou utilização inadequada de qualquer dispositivo pode resultar em ferimentos graves ou morte.
- Sempre prenda as tiras a uma parte da cama que se mova com o paciente. Não prenda as tiras às grades laterais.
- Mantenha sempre as tiras fora do alcance do paciente.
- Inspeção o ajuste do produto no paciente para garantir que ele seja apropriado. **NÃO APERTE DEMAIS.** Verifique regularmente para garantir que a respiração e a circulação não estejam comprometidas.

PRECAUÇÕES

- Um médico ou um profissional de saúde autorizado (um "profissional da área de saúde") familiarizado com o uso e a finalidade deste produto deve colocá-lo no usuário. O profissional da área de saúde tem o dever de fornecer instruções de uso e informar os riscos relacionados ao uso deste produto a outros profissionais de saúde que tratam os usuários, bem como aos próprios usuários, incluindo a duração do uso. As instruções fornecidas neste folheto de instruções não substituem o protocolo hospitalar ou ordens diretas do profissional da área de saúde.
- Inspeção o produto quanto a componentes danificados ou

SÅNGBÅLTE

AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV EN INDIVIDUELL PATIENT
<div></div>
IKKE-STERIL
INTE TILLYKKEKÅDE AV NATURLIG GUMMLATEX
RECEPTEBÅD
ENDAST ENLIGT LÅKARES ELLER LEGITIMERAD VÅRDPERSONALS FÖRESKRIFT.

VIKTIG INFORMATION

Läs alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder före användning. Korrekt användning är avgörande för en väl fungerande produkt. Använd produkten som gets av sjukvårdspersonalen endast på den person och för det ändamål som produkten är avsedd.

INDIKATIONER

DeRoyal® sångbälte är avsett att förskivas av en behörig praktiker och att användas för att hjälpa till att förhindra fall eller uppstigning utan hjälp.

KONTRAIKATIONER

- Använd inte på en patient som är eller eventuellt kan bli mycket aggressiv eller upprörd.
- Nyckad aldrig på en patient om anordningen kan skada intravenös medicinerig eller ett sårområde.

AVNINGAR

- Ölöpplig applicering eller användning av anordningen kan leda till en allvarig skada eller dödsfall.
- Fäst alltid remmarna i en rörlig del av sängen som följer patienten. Fäst inte remmarna i sängens sidogrindar.
- Håll alltid remmarna utan räckhåll för patienten.
- Inspektera hur produkten sitter på patienten för att säkerställa korrekt passform. **DRA INTE ÅT FÖR HÅRT.** Kontrollera regelbundet för att försäkra att andning och cirkulation inte hindras.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Produkten ska provas ut av läkare eller legitimerad sjukvårdspersonal ("förskrivare") med kunskaper om hur och varför produkten används. Förskrivaren är skyldig att informera såväl användaren som sjukvårdspersonal som behandlar användaren om hur produkten används, risker i samband med användning av produkten och användningstiden. Anvisningarna i detta informationsblad sätter inte sjukhusprotokoll eller direkt ordination från förskrivaren.

- Inspektera produkten med avseende på komponenter som skadats eller saknas före användning.
- Avbryt användning och kontakta förskrivaren om produkten eller dess komponenter går sönder, skadas eller om rengöringen inte längre är tillräcklig för att hålla produkten ren.

ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΣΘΕΝΗ
<div></div>
ΜΗ ΑΡΧΙΤΕΥΡΟΜΕΝΟΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ
Η ΟΜΟΠΛΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΤΟΜΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Η ΒΕΡΛΗΝΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΜΝΑ ΔΙΕΣΠΟΙΤΗΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις πριν τη χρήση. Για να λειτουργήσει σωστά το προϊόν, πρέπει να έχει εραρισθεί σωστά. Να χρησιμοποιείται μόνο στο άτομο για το οποίο αναγνωρογραφήθηκε από εγχειρίδια, μαζί και μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση.

ΠΡΟΒΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η μερικώς περιοριστική ζώνη ασφαλείας της DeRoyal® πρέπει να συνταγογραφείται από κατάλληλο πιστοποιημένο επαγγελματία υγείας για να συνδράμουν στην αποτροπή πτώσεων ή στο σήκωμα χωρίς βοηθεία.

ΑΝΤΕΔΕΙΞΕΙΣ

- Να μην χρησιμοποιείται σε ασθενή που είναι ή ενδέχεται να γίνει ιδιαίτερα επιθετικός ή ανήσυχος.
- Να μη χρησιμοποιείται ποτε σε ασθενή στον οποίο μπορεί να διακυβευτεί τη θέση ενδοφλέβιας πρόσδεσης ή θέση τραύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Να μην χρησιμοποιείται σε ασθενή που είναι ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Να στερεώνεται πάντα τους μανέτες σε τμήμα του κρεβατιού το οποίο κινείται μαζί με τον ασθενή. Μην στερεώνετε τους μανέτες σε πλαίσια κρεβλά.