

Explanation of Symbols

Explicación de los símbolos

Explication des symboles

Erläuterung der Symbole

Spiegazione dei simboli

Explicação dos Símbolos

Verklaring van de symbolen

Symbolförklaringar

Условные обозначения

Επεξήγηση των συμβόλων

Rx Only

Caution: Federal U.S.A. law restricts this device to sale or use by or on the order of a physician (or properly licensed practitioner).

Atención: En los EE.UU., las leyes federales solo autorizan la venta o uso de este dispositivo bajo receta médica (o de un profesional autorizado).

Attention : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que sur prescription médicale.

Achtung: Laut Gesetz ist der Verkauf dieses Produkts in den USA nur auf ärztliche Anordnung gestattet.

Attenzione: La legge federale statunitense consente la vendita e l'uso di questo dispositivo esclusivamente da parte o su prescrizione di un medico (o di personale debitamente autorizzato).

Atenção: A lei federal (dos Estados Unidos) só permite a venda ou utilização deste dispositivo a médicos ou sob receita destes (ou de outro profissional devidamente credenciado).

Opgelet: In de Verenigde Staten mag dit product uitsluitend door of op voorschrift van een arts (of een daartoe bevoegd paramedisch beroepsbeoefenaar) worden verkocht.

Varning: Denna anordning får endast användas enligt läkares (behörig praktiker) föreskrift.

Предупреждение: Федеральный закон США разрешает продажу этого устройства только врачам (или другим медработникам с надлежащей лицензией) или по их предписанию.

Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση ή τη χρήση αυτής της συσκευής από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.



Do not use if package is damaged
No utilizar si el envase está dañado
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
Non utilizzare se la confezione è danneggiata
Não utilizar se a embalagem estiver danificada
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
Använd inte om förpackningen är skadad
Не использовать при нарушении целостности упаковки
Να μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά



Contains or presence of natural rubber latex
Contiene goma de látex natural
Contient ou Présence de latex naturel
Gehalt oder Spuren von natürlichem Latexgummi
Contiene o presenta lattice di gomma naturale
Contém ou apresenta borracha de látex natural
Bevat of aanwezigheid van natuurlijke latex
Består eller innehåller naturligt gummilatex
Содержит натуральный латекс или состоит из него
Περιέχει φυσικό λάτεξ ή ίχνη φυσικού λάτεξ




Manufacturer:
DeRoyal Industries, Inc.
200 DeBusk Lane
Powell, TN 37849 USA
888.938.7828 or 865.938.7828
www.derooyal.com

Part#44-00143G

Revised 9-2015

©2015 DeRoyal Industries, Inc.
All Rights Reserved.



NEONATAL TEMPERATURE PROBE

SONDA DE TEMPERATURA PARA RECIÉN NACIDOS

SONDE DE TEMPERATURE POUR LES NOUVEAU-NES

TEMPERATURSONDE FÜR NEUGEBORENE

SONDA DI TEMPERATURA CUTANEA DEI NEONATI

SONDAS DE TEMPERATURA NEONATAL

NEONATALE TEMPERATUURSONDE

NEONATAL TEMPERATURSOND

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

SONDA DE TEMPERATURA PARA RECIÉN NACIDOS

PARA USO EXCLUSIVAMENTE INDIVIDUAL NO REUTILIZAR DISPOSITIVO NO ESTÉRIL.

IMPORTANTE

- Se debe leer la siguiente información antes de usar este dispositivo.
- La ley federal de EE. UU. exige la presentación de una prescripción del médico (o profesional sanitario autorizado) para el uso y la venta de este dispositivo.

USO PREVISTO

La sonda de temperatura cutánea para recién nacidos DeRoyal es un dispositivo no estéril, previsto para ser conectado a una cuna radiante a fin de controlar la temperatura cutánea del recién nacido.

ADVERTENCIAS

- Pueden producirse lecturas de temperatura inexactas si:
 - El dispositivo está dañado
 - No se siguen las instrucciones de uso
 - El dispositivo se coloca o aplica de forma incorrecta
- El dispositivo es de uso exclusivamente individual. Está prohibida la reutilización del dispositivo.
- Está prohibido darle un uso distinto al uso previsto.
- La falta de la almohadilla adhesiva durante el uso puede dar lugar a lecturas de temperatura inexactas. No continúe el uso hasta que la almohadilla adhesiva haya sido reemplazada.
- Suspenda el uso del dispositivo y reemplácelo inmediatamente si las lecturas de temperatura se detienen durante su uso.
- Aunque las reacciones adversas son poco frecuentes, se han observado quemaduras eléctricas e irritación o inflamación de la piel durante el uso del sensor de temperatura cutánea o inmediatamente después.

PRECAUCIONES

- Antes de usar el dispositivo, compruebe que no está dañado.
- Suspenda el uso si observa una reacción alérgica por el uso de la cubierta de la almohadilla adhesiva.
- Considere una cubierta de almohadilla adhesiva menos agresiva si se irrita la piel al retirar la cubierta.
- Peligro de descarga eléctrica. No utilice el producto si el aislamiento del cable está dañado o si los hilos del cable están descubiertos.
- Si se usa durante un procedimiento electroquirúrgico, asegúrese de que el cable y el conector no se mojen y aplique las técnicas adecuadas durante los procedimientos electroquirúrgicos para reducir la corriente de interferencia de radiofrecuencia y posibles quemaduras al paciente.
- Si se usa durante un procedimiento electroquirúrgico, es necesario conectar correctamente un electrodo dispersivo electroquirúrgico de retorno a tierra cerca del campo quirúrgico.
- Si se usa durante un procedimiento electroquirúrgico, no entrelace los cables, especialmente los cables del monitor, con los del equipo electroquirúrgico.
- Si se usa durante un procedimiento electroquirúrgico,

TEMPERATURSONDE FÜR NEUGEBORENE

NUR ZUM EINMALGEBRAUCH NICHT WIEDERVERWENDEN UNSTERILES PRODUKT

WICHTIG

- Die folgenden Informationen sollten vor dem Gebrauch des Geräts gelesen werden.
- Nach US-Bundesgesetzen darf dieses Produkt nur von Ärzten (oder entsprechend zugelassenen Fachkräften) oder auf deren Anweisung hin verkauft werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE ANWENDUNG

Die DeRoyal Hautoberflächen-Temperatursonde für Neugeborene ist ein unsteriles Produkt für den Anschluss an einen Heizstrahler für Säuglinge, um die Temperatur an der Hautoberfläche von Säuglingen zu überwachen.

WARNHINWEISE

- In folgenden Fällen kann es zu ungenauen Temperaturmesswerten kommen:
 - Produkt beschädigt
 - Anleitung für den Gebrauch nicht befolgt
 - Falsches Positionieren oder Anlegen des Geräts
- Das Gerät ist für den Einpatientengebrauch bestimmt. Die Wiederverwendung des Geräts ist verboten.
- Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts ist verboten.
- Ein Versagen des Klebepads während der Verwendung kann zu falschen Temperaturmesswerten führen. Das Klebeband ersetzen und erst dann wieder verwenden.
- Wenn während der Verwendung keine Temperaturmesswerte angezeigt werden, das Gerät unverzüglich ersetzen
- Nebenwirkungen sind selten, jedoch wurde Folgendes mit der Verwendung des Hauttemperatursensors während oder kurz nach der Anwendung in Verbindung gebracht: elektrische Verbrennungen und Hautreizungen oder -entzündungen.

VORSICHTSHINWEISE

- Gerät vor der Verwendung auf Schäden überprüfen.
- Nicht weiter verwenden, wenn eine allergische Reaktion auf die Abdeckung des Klebepads beobachtet wird.
- Wenn beim Entfernen der Abdeckung eine Hautreizung erkennbar ist, eine hautschonendere Klebeband-Abdeckung verwenden.
- Stromschlaggefahr. Bei beschädigtem Kabelmantel oder frei liegenden Drähten nicht verwenden.
- Bei Verwendung während eines elektrochirurgischen Verfahrens sicherstellen, dass das Kabel und der Stecker nicht nass werden und dass durch Störfrequenzen verursachte Ströme und somit potenzielle Verbrennungen des Patienten so gering wie möglich gehalten werden.
- Bei Verwendung während eines elektrochirurgischen Verfahrens sollte eine geeignete elektrochirurgische Neutralelektrode zur Erdung nahe an der aktiven OP-Stelle ordnungsgemäß angeschlossen werden.
- Bei Verwendung während eines elektrochirurgischen

DIRECTIONS FOR USE

- Prepare the skin for adhesive pad by removing body oils and hair.
- Remove the Skin Temperature Sensor from its package.
- Peel off release liner and apply sensor with probe cover to patient's skin.
- Connect the temperature probe to the appropriate reusable cable from DeRoyal (FNICU series only.) Connect the cable to the infant radiant warmer.
- Follow the directions for use of the infant radiant warmer.
- When temperature monitoring is completed, carefully remove adhesive cover from patient's skin.
- Disconnect the probe (at the connector) and discard the probe. To disconnect, grasp both connectors firmly and pull. Do not pull on cable or wire.

WARRANTY

DeRoyal products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

CAUTIONS

- Inspect device prior to use for damage.
- Discontinue use if an allergic reaction is observed from use of the adhesive pad cover.
- Consider a less aggressive adhesive pad cover if skin irritation results upon removal of the cover.
- Electric shock hazard. Do not use if wire insulation is damaged or bare wires are exposed.
- If in use during an electrosurgical procedure, take care to ensure that the cable and connector do not get wet and proper techniques are used during electrosurgical procedures to reduce radio frequency interference current and potential burns to the patient.
- If in use during an electrosurgical procedure, an adequate electrosurgical dispersive ground electrode close to the active surgical site should be properly connected.
- If in use during an electrosurgical procedure, do not intertwine the cables, especially the monitor cables with the electrosurgical unit's cables.
- If in use during an electrosurgical procedure, the operation of the infant radiant warmer may be temporarily affected during electrosurgical activations. Unusual temperature readings should be checked.
- The adhesive cover on this probe should never be applied to a skin surface which has been damaged by abrasion, laceration, incision, or burning.

WARNINGS

- Inaccurate temperature readings may result if:
 - Device is damaged
 - Directions for Use are not followed
 - Incorrect placement or application of device
- Device is single patient use only. Reuse of device is prohibited.
- Use of product outside of the intended use is prohibited.
- Failure of adhesive pad during use may result in incorrect temperature readings. Do not continue use until the adhesive pad is replaced.
- Discontinue use and replace device immediately if temperature readings cease during use.
- While adverse reactions are rare, the following have been associated with use of the skin temperature sensor during use or immediately after use: electrical burns and skin irritation or inflammation.

CAUTIONS

- Inspect device prior to use for damage.
- Discontinue use if an allergic reaction is observed from use of the adhesive pad cover.
- Consider a less aggressive adhesive pad cover if skin irritation results upon removal of the cover.
- Electric shock hazard. Do not use if wire insulation is damaged or bare wires are exposed.
- If in use during an electrosurgical procedure, take care to ensure that the cable and connector do not get wet and proper techniques are used during electrosurgical procedures to reduce radio frequency interference current and potential burns to the patient.
- If in use during an electrosurgical procedure, an adequate electrosurgical dispersive ground electrode close to the active surgical site should be properly connected.
- If in use during an electrosurgical procedure, do not intertwine the cables, especially the monitor cables with the electrosurgical unit's cables.
- If in use during an electrosurgical procedure, the operation of the infant radiant warmer may be temporarily affected during electrosurgical activations. Unusual temperature readings should be checked.
- The adhesive cover on this probe should never be applied to a skin surface which has been damaged by abrasion, laceration, incision, or burning.

SONDE DE TEMPERATURE POUR LES NOUVEAU-NES

À USAGE UNIQUE NE PAS RÉUTILISER DISPOSITIF NON STERILE

IMPORTANT

- Lire les informations ci-dessous avant d'utiliser ce dispositif.
- La loi fédérale américaine exige que le présent dispositif soit vendu ou utilisé par un médecin ou sur prescription d'un médecin (ou d'un praticien agréé)

USAGE PRÉVU

La sonde de température cutanée des nouveau-nés DeRoyal est un dispositif non stérile conçu pour être branché à un incubateur radiant, afin de surveiller la température cutanée du patient nouveau-né.

AVERTISSEMENTS

- La température indiquée peut être incorrecte si :
 - le dispositif est endommagé
 - les instructions d'utilisation ne sont pas suivies
 - le dispositif est mal placé ou mal mis en place
- Dispositif réservé à l'utilisation sur un seul patient. Le dispositif ne doit pas être réutilisé.
- Le produit ne doit pas être utilisé pour un autre usage que celui prévu.
- Le décollement du tampon adhésif lors de l'utilisation peut entraîner une indication erronée de la température. Arrêter d'utiliser le dispositif jusqu'au remplacement du tampon adhésif.
- Si la température ne s'affiche plus durant l'utilisation du dispositif, arrêter immédiatement de l'utiliser et le remplacer.
- Bien que rares, certains effets indésirables ont pu être constatés pendant ou suite à l'utilisation de la sonde de température cutanée : brûlures électriques et irritation ou inflammation de la peau.

PRÉCAUTIONS

- Examiner l'état du dispositif avant utilisation.
- Arrêter d'utiliser le dispositif en cas de réaction allergique au cache du tampon adhésif.
- Tester un cache de tampon adhésif moins agressif si l'irritation cutanée se produit au retrait du cache.
- Risque de choc électrique. Ne pas utiliser si la gaine du câble est endommagée ou les fils exposés.
- En cas d'utilisation pendant une procédure électrochirurgicale, veiller à ce que le câble et le connecteur ne soient pas mouillés et à utiliser des techniques appropriées, afin de réduire les interférences radioélectriques et les risques de brûlure pour le patient.
- En cas d'utilisation pendant une procédure électrochirurgicale, il convient de raccorder correctement à la terre une électrode électrochirurgicale de référence appropriée, à proximité du site opératoire concerné.
- En cas d'utilisation pendant une procédure

électrochirurgicale, ne pas enchevêtrer les câbles, en particulier ceux du moniteur, avec les câbles du bloc électrochirurgical.

- En cas d'utilisation pendant une procédure électrochirurgicale, le fonctionnement de l'incubateur radiant néonatal peut être temporairement affecté pendant les procédures d'activation électrochirurgicale. Des valeurs de température inhabituelles doivent être vérifiées.
- Le cache adhésif de cette sonde ne doit jamais être appliqué sur une peau abîmée par abrasion, laceration, incision ou brûlure.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Préparer la peau pour le tampon adhésif en enlevant la graisse cutanée et les poils.
- Extraire la sonde de température cutanée de son emballage.
- Détacher la feuille de protection et appliquer la sonde avec son cache sur la peau du patient.
- Raccorder la sonde de température au câble réutilisable DeRoyal approprié (série FNICU uniquement). Brancher le câble à l'incubateur néonatal radiant.
- Respecter les instructions d'utilisation relatives à l'incubateur néonatal radiant.
- Une fois la surveillance de température terminée, retirer avec précaution le cache adhésif de la peau du patient.
- Débrancher la sonde (au niveau du connecteur) et la mettre au rebut. Pour débrancher la sonde, saisir fermement les deux connecteurs et tirer. Ne pas tirer directement sur le câble ou le fil.

GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de cent vingt (120) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE ARTICULIER.**

NEONATAL TEMPERATURE PROBE

FOR SINGLE USE ONLY DO NOT REUSE NON-STERILE DEVICE

IMPORTANT

- The following information should be read prior to use of this device.
- Federal U.S.A. law restricts this device to sale or use by or on the order of a physician (or properly licensed practitioner)

INTENDED USE

The DeRoyal Neonatal Skin Surface Temperature Probe is a non-sterile device intended for connection to an infant radiant warmer to monitor the neonatal patient's skin surface temperature.

WARNINGS

- Inaccurate temperature readings may result if:
 - Device is damaged
 - Directions for Use are not followed
 - Incorrect placement or application of device
- Device is single patient use only. Reuse of device is prohibited.
- Use of product outside of the intended use is prohibited.
- Failure of adhesive pad during use may result in incorrect temperature readings. Do not continue use until the adhesive pad is replaced.
- Discontinue use and replace device immediately if temperature readings cease during use.
- While adverse reactions are rare, the following have been associated with use of the skin temperature sensor during use or immediately after use: electrical burns and skin irritation or inflammation.

CAUTIONS

- Inspect device prior to use for damage.
- Discontinue use if an allergic reaction is observed from use of the adhesive pad cover.
- Consider a less aggressive adhesive pad cover if skin irritation results upon removal of the cover.
- Electric shock hazard. Do not use if wire insulation is damaged or bare wires are exposed.
- If in use during an electrosurgical procedure, take care to ensure that the cable and connector do not get wet and proper techniques are used during electrosurgical procedures to reduce radio frequency interference current and potential burns to the patient.
- If in use during an electrosurgical procedure, an adequate electrosurgical dispersive ground electrode close to the active surgical site should be properly connected.
- If in use during an electrosurgical procedure, do not intertwine the cables, especially the monitor cables with the electrosurgical unit's cables.
- If in use during an electrosurgical procedure, the operation of the infant radiant warmer may be temporarily affected during electrosurgical activations. Unusual temperature readings should be checked.
- The adhesive cover on this probe should never be applied to a skin surface which has been damaged by abrasion, laceration, incision, or burning.

SONDE DE TEMPERATURE POUR LES NOUVEAU-NES

À USAGE UNIQUE NE PAS RÉUTILISER DISPOSITIF NON STERILE

IMPORTANT

- Lire les informations ci-dessous avant d'utiliser ce dispositif.
- La loi fédérale américaine exige que le présent dispositif soit vendu ou utilisé par un médecin ou sur prescription d'un médecin (ou d'un praticien agréé)

USAGE PRÉVU

La sonde de température cutanée des nouveau-nés DeRoyal est un dispositif non stérile conçu pour être branché à un incubateur radiant, afin de surveiller la température cutanée du patient nouveau-né.

AVERTISSEMENTS

- La température indiquée peut être incorrecte si :
 - le dispositif est endommagé
 - les instructions d'utilisation ne sont pas suivies
 - le dispositif est mal placé ou mal mis en place
- Dispositif réservé à l'utilisation sur un seul patient. Le dispositif ne doit pas être réutilisé.
- Le produit ne doit pas être utilisé pour un autre usage que celui prévu.
- Le décollement du tampon adhésif lors de l'utilisation peut entraîner une indication erronée de la température. Arrêter d'utiliser le dispositif jusqu'au remplacement du tampon adhésif.
- Si la température ne s'affiche plus durant l'utilisation du dispositif, arrêter immédiatement de l'utiliser et le remplacer.
- Bien que rares, certains effets indésirables ont pu être constatés pendant ou suite à l'utilisation de la sonde de température cutanée : brûlures électriques et irritation ou inflammation de la peau.

PRÉCAUTIONS

- Examiner l'état du dispositif avant utilisation.
- Arrêter d'utiliser le dispositif en cas de réaction allergique au cache du tampon adhésif.
- Tester un cache de tampon adhésif moins agressif si l'irritation cutanée se produit au retrait du cache.
- Risque de choc électrique. Ne pas utiliser si la gaine du câble est endommagée ou les fils exposés.
- En cas d'utilisation pendant une procédure électrochirurgicale, veiller à ce que le câble et le connecteur ne soient pas mouillés et à utiliser des techniques appropriées, afin de réduire les interférences radioélectriques et les risques de brûlure pour le patient.
- En cas d'utilisation pendant une procédure électrochirurgicale, il convient de raccorder correctement à la terre une électrode électrochirurgicale de référence appropriée, à proximité du site opératoire concerné.
- En cas d'utilisation pendant une procédure

el funcionamiento de la cuna radiante puede verse afectado temporalmente durante las activaciones electroquirúrgicas. Por tanto, deberán verificarse las lecturas anómalas de temperatura.

- La cubierta adhesiva de esta sonda no debe aplicarse sobre una superficie cutánea dañada debido a rozadura, laceración, incisión o quemaduras.

INSTRUCCIONES DE USO

- Prepare la piel para la almohadilla adhesiva, para ello elimine el vello y los aceites del cuerpo.
- Saque el sensor de temperatura cutánea de su envase.
- Despegue el papel de protección y coloque el sensor con la cubierta de la sonda en la piel del paciente.
- Conecte la sonda de temperatura al cable reutilizable correspondiente de DeRoyal (solo series FNICU). Conecte el cable a la cuna radiante.
- Siga las instrucciones de uso de la cuna radiante.
- Cuando haya concluido el control de la temperatura, retire con cuidado la cubierta adhesiva de la piel del paciente.
- Desconecte la sonda (en el conector) y deséchela. Para desconectar la sonda, sujete ambos conectores con firmeza y tire de ellos. No tire del cable o hilo.

GARANTÍA

Los productos de DeRoyal tienen una garantía contra defectos de calidad y fabricación de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de envío de DeRoyal. **LAS GARANTIAS ESCRITAS DE DEROYAL SUSTITUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.**

Verfahrens die Kabel, insbesondere die Kabel des Monitors, nicht mit den Kabeln des Elektrochirurgiegeräts verschlingen.

- Bei Verwendung während eines elektrochirurgischen Verfahrens kann die Funktion des Heizstrahlers für Säuglinge vorübergehend während der Aktivierung der elektrochirurgischen Geräte beeinträchtigt sein. Ungewöhnliche Temperaturwerte sind zu überprüfen.
- Die selbstklebende Abdeckung auf dieser Sonde darf nicht an einer durch Schürff-, Riss-, Schnitt- und Brandwunden geschädigten Hautstelle angebracht werden.

ANLEITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

- Die Haut für das selbstklebende Pad vorbereiten, indem Hautöl und Haare entfernt werden.
- Den Hauttemperatursensor aus der Packung nehmen.
- Die Abziehfolie entfernen und den Sensor mit Sondenabdeckung an der Haut des Patienten anbringen.
- Die Temperatursonde an ein geeignetes wiederverwendbares Kabel von DeRoyal (nur FNICU-Serie) anschließen. Das Kabel an den Heizstrahler für Säuglinge anschließen.
- Die Gebrauchsanweisung des Heizstrahlers für Säuglinge befolgen.
- Wenn die Temperaturüberwachung abgeschlossen ist, die selbstklebende Abdeckung vorsichtig von der Haut des Patienten entfernen.
- Die Sonde (am Konnektor) trennen und entsorgen. Zum Abtrennen beide Stecker fest ergreifen und auseinander ziehen. Nicht am Kabel oder Draht ziehen.

GARANTIE

DeRoyal garantiert für den Zeitraum von hundertzwanzig (120) Tagen ab dem Tag des Versands durch DeRoyal, dass seine Produkte frei von Qualitätsmängeln und Herstellungsfehlern sind. **DEROYALS SCHRIFTLICHE GARANTIE TRITT AN DIE STELLE JEDER ANDEREN IMPLIZITEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE FÜR VERKEHRSFÄHIGKEIT UND GEBRAUCHSTÄUHLICHKEIT FÜR BESTIMMTE ZWECKE.**

